



Каталог продукції

Відкрийте захоплюючий
світ ендоскопії
PENTAX Medical endoscopy



PENTAX Medical Europe **Інновації та надійність**

PENTAX Medical встановлює нові стандарти для ендоскопічної діагностики та лікування, поєднуючи технологічні інновації та медичну надійність.

Надсучасне обладнання високої якості розроблено з інтелектуальною, а також комплексною програмною системою. Ефективна програма обслуговування забезпечує найвищий рівень безпеки інвестицій для ендоскопістів всіх відповідних галузей.



Компанія Aseca успішно працює на ринку медичного обладнання з січня 2013 року. Діяльність компанії орієнтована на потреби фахівців в галузі ендоскопії.

Компанія Aseca є офіційним дистриб'ютором Pentax Medical в Україні з головним офісом в Києві, представництвами у регіонах і сервісним центром, що здійснює гарантійну та постгарантійну підтримку ендоскопічного обладнання Pentax.

Компанія Aseca має спеціалізоване обладнання для ремонту ендоскопічної техніки, а також формує склад запасних частин для надання послуг в найкоротший термін. Сервісні роботи проводяться фаховими інженерами компанії, які пройшли навчання та стажування у європейських представництвах компанії Pentax в Німеччині, що підтверджено відповідними сертифікатами.

Звернувшись до представників сервісної служби компанії Aseca, Ви обов'язково отримаєте кваліфіковану консультативну та технічну допомогу з питань використання, обслуговування та обробки ендоскопічного обладнання компанії Pentax Medical.





Зміст

Гастроентерологія	Стор. 6–13
Пульмонологія	Стор. 14–17
Інтубація	Стор. 16–17
Назофаринголарингологія	Стор. 18–19
Урологія	Стор. 20–21
Ультразвукова ендоскопія	Стор. 20–21
Спеціальна ендоскопія	Стор. 22–23
Балонна ентероскопія	Стор. 22–23
Відеопроцесори та джерела світла	Стор. 24–25
Інсуфляція та іригація	Стор. 26
Маркування	Стор. 27



Гастроентерологія

Відеоендоскопи високої чіткості (HD+, iScan)

Модель	Трубка що вводиться [ø мм]	Кінець дистальний [ø мм]	Канал робочий [ø мм]	Довжина робоча [мм]
Гастроскопи				
Стандартні				
EG27-i10 ^{new}	9,0	9,2	2,8	1 050
EG29-i10 ^{new}	9,8	9,9	2,8	1 050
EG-2990i	9,8	10,8	2,8	1 050
Дуоденоскоп				
ED34-i10T ^{new}	11,6	13	4,2	1 250
Колоноскопи				
Ультратонкі				
EC-2990Li	9,8	10,2	2,8	1 700
EC-2990Fi	9,8	10,2	2,8	1 500
EC-2990Mi	9,8	10,2	2,8	1 300
Тонкі				
EC34-i10L ^{new}	11,6	11,5	3,8	1700
EC34-i10F ^{new}	11,6	11,5	3,8	1500
EC34-i10M ^{new}	11,6	11,5	3,8	1300
З можливостями зворотного огляду				
EC-3490TLi	11,6	10,5	3,2	1 700
EC-3490TFi	11,6	10,5	3,2	1 500
EC-3490TMi	11,6	10,5	3,2	1 300
Стандартні				
EC38-i10L ^{new}	13,2	13,2	3,8	1 700
EC38-i10F ^{new}	13,2	13,2	3,8	1 500
EC38-i10F2 ^{new} **	13,2	13,2	3,8	1 500
EC38-i10M ^{new}	13,2	13,2	3,8	1 300
EC38i-10M2 ^{new} **	13,2	13,2	3,8	1 300
EC-3890Li	13,2	13,2	3,8	1 700
EC-3890Fi	13,2	13,2	3,8	1 500
EC-3890Fi2 **	13,2	13,2	3,8	1 500



HD+
GDF
Зворотний огляд
**

- > Зображення високої чіткості
- > Градуїрована гнучкість трубки, що вводиться
- > Огляд назад 210° та більше
- > Підвищена жорсткість

Поле зору кут [°]	Вигин вгору-вниз [°] дистальний кінець	Вигин вправо-вліво [°] дистальний кінець	Додаткова інформація
140	210 / 120	120 / 120	
140	210 / 120	120 / 120	
140	210 / 120	120 / 120	
100 / 10	120 / 90	105 / 90	
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	210 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	210 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	210 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском



Гастроентерологія

Відеоендоскопи високої чіткості MagniView (HD+, iScan)

Модель	Трубка що вводиться [ø мм]	Кінець дистальний [ø мм]	Канал робочий [ø мм]	Довжина робоча [мм]
Гастроскоп				
EG-2990Zi new	9,8	10,6	2,8	1 050
Колоноскопи				
EC-3890LZi new	13,2	13,0	3,8	1 700
EC-3890FZi new	13,2	13,0	3,8	1 500
EC-3890MZi new	13,2	13,0	3,8	1 300

Відеоендоскопи високої роздільної здатності

Модель	Трубка що вводиться [ø мм]	Кінець дистальний [ø мм]	Канал робочий [ø мм]	Довжина робоча [мм]
Гастроскопи				
Ультратонкий				
EG16-K10 new	5,4	5,2	2,0	1 100
Тонкий				
EG-2490K	8,0	7,1	2,4	1 050
Стандартні				
EG-2790K	9,0	9,2	2,8	1 050
EG-2990K	9,8	10,2	2,8	1 050
Лікувальний				
EG-3490K	11,6	11,5	3,8	1 050
Двоканальний				
EG-3890TK	12,8	13,2	3,8 / 2,8	1 050
Дуоденоскоп				
ED-3490TK	11,6	13,2	4,2	1 250
Сигмоскоп				
ES-3870K	12,8	13,0	4,2	700



GDF
MagniView

- > Градуирована гнучкість трубки, що вводиться
- > Оптичне збільшення до 136x

Поле зору кут [°]	Вигин вгору-вниз [°] дистальний кінець	Вигин вправо-вліво [°] дистальний кінець	Додаткова інформація
140	210 / 120	120 / 120	Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском

Поле зору кут [°]	Вигин вгору-вниз [°] дистальний кінець	Вигин вправо-вліво [°] дистальний кінець	Додаткова інформація
140	210 / 120	120 / 120	Трансназальний
140	210 / 120	120 / 120	
140	210 / 120	120 / 120	
140	210 / 120	120 / 120	Функція подачі води під тиском
140	210 / 120	120 / 120	Функція подачі води під тиском
140	180 / 120	120 / 120	Функція подачі води під тиском
100 / 10	120 / 90	105 / 90	
140	180 / 180	160 / 160	Функція подачі води під тиском



Гастроентерологія

Відеоендоскопи високої роздільної здатності

Модель	Трубка що вводиться [ø мм]	Кінець дистальний [ø мм]	Канал робочий [ø мм]	Довжина робоча [мм]
Колоноскопи				
Тонкі				
ЕС-3490LK	11,6	11,5	3,8	1 700
ЕС-3490FK	11,6	11,5	3,8	1 500
Стандартні				
ЕС-3890LK	13,2	13,2	4,2	1 700
ЕС-3890FK	13,2	13,2	4,2	1 500
ЕС-3890FK2 **	13,2	13,2	4,2	1 500
ЕС-3890МК	13,2	13,2	4,2	1 300
ЕС-3890МК2 **	13,2	13,2	4,2	1 300
Двоканальні				
ЕС-3890ТLK	13,2	13,2	3,8 / 2,8	1 700
ЕС-3890ТFK	13,2	13,2	3,8 / 2,8	1 500





GDF
**

- > Градуйована гнучкість трубки, що вводиться
- > Підвищена жорсткість

Поле зору кут [°]	Вигин вгору-вниз [°] дистальний кінець	Вигин вправо-вліво [°] дистальний кінець	Додаткова інформація
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском
140	180 / 180	160 / 160	GDF, Подача води під тиском





Гастроентерологія

Відеоендоскопи classic line

Модель	Трубка що вводиться [ø мм]	Кінець дистальний [ø мм]	Канал робочий [ø мм]	Довжина робоча [мм]
Гастроскоп				
EG-290Kp	9,8	9,8	2,8	1 050
Колоноскопи				
EC-380LKp	13,2	13,0	3,8	1 700
EC-380FKp	13,2	13,0	3,8	1 500
EC-380FK2p	13,2	13,0	3,8	1 500
EC-380MK2p	13,2	13,0	3,8	1 300

Фіброскопи

Модель	Трубка що вводиться [ø мм]	Кінець дистальний [ø мм]	Канал робочий [ø мм]	Довжина робоча [мм]
Гастрофіброскопи				
Трансназальний				
FG-16V	5,3	5,2	2,0	925
Тонкий				
FG-24V	7,9	7,8	2,0	1 050
Стандартний				
FG-29V	9,8	9,8	2,8	1 050
Дуоденофіброскоп				
Лікувальний				
FD-34V2	11,3	13,0	4,2	1 250
Холангіофіброскоп				
FCP-9P	3,1	3,0	1,2	1 900
Сигмофіброскоп				
FS-34V	11,5	11,5	3,5	700
Колонофіброскопи				
Стандартні				
FC-38FV	12,8	13,4	3,8	1 500
FC-38LV	12,8	13,4	3,8	1 700



Поле зору кут [°]	Вигин вгору-вниз [°] дистальний кінець	Вигин вправо-вліво [°] дистальний кінець	Додаткова інформація
140	210 / 120	120 / 120	
140	180 / 180	160 / 160	
140	180 / 180	160 / 160	
140	180 / 180	160 / 160	Підвищена жорсткість
140	180 / 180	160 / 160	Підвищена жорсткість

Поле зору кут [°]	Вигин вгору-вниз [°] дистальний кінець	Вигин вправо-вліво [°] дистальний кінець	Додаткова інформація
125	180 / 180	160 / 160	–
105	210 / 120	120 / 120	–
100	210 / 120	120 / 120	–
80 / 5	120 / 90	110 / 90	–
90 (A), 64 (W)	90 / 90	– / –	(A) - у повітрі, (W) - у воді
120	180 / 180	160 / 160	–
120	180 / 180	160 / 160	–
120	180 / 180	160 / 160	–



Пульмонологія

Відеобронхоскопи високої чіткості (HD+, iScan)

Модель	Трубка що вводиться [ø мм]	Кінець дистальний [ø мм]	Канал робочий [ø мм]	Довжина робоча [мм]
Бронхоскоп				
EB-1990i	6,4	6,6	1,2	600

Відеобронхоскопи високої роздільної здатності

Модель	Трубка що вводиться [ø мм]	Кінець дистальний [ø мм]	Канал робочий [ø мм]	Довжина робоча [мм]
Бронхоскопи				
Тонкий				
EB-1170K	3,7	3,8	1,2	600
Стандартні				
EB-1575K ^{new}	5,2	5,5	2,0	600
Лікувальні				
EB-1970TK	6,3	6,2	3,2	600
EB-1975K ^{new}	6,4	6,3	2,8	600





Поле зору кут [°]	Вигин вгору-вниз [°] дистальний кінець	Вигин вправо-вліво [°] дистальний кінець	Додаткова інформація
120	180 / 130	- / -	STERRAD® сумісний

Поле зору кут [°]	Вигин вгору-вниз [°] дистальний кінець	Вигин вправо-вліво [°] дистальний кінець	Додаткова інформація
120	210 / 130	- / -	
120	210 / 130	- / -	STERRAD® сумісний
120	180 / 130	- / -	
120	180 / 130	- / -	STERRAD® сумісний





Пульмонологія

Фібробронхоскопи

Модель	Трубка що вводиться [ø мм]	Кінець дистальний [ø мм]	Канал робочий [ø мм]	Довжина робоча [мм]
Ультратонкий				
FB-8V	2,8	2,7	1,2	600
Тонкий				
FB-10V	3,5	3,4	1,2	600
Стандартні				
FB-15RBS	4,9	4,8	2,0	600
FB-15V	4,9	4,9	2,2	600
Лікувальні				
FB-18RBS	6,0	5,9	2,6	600
FB-18V	6,0	5,9	2,8	600
FB-19TV	6,2	6,2	3,2	600

Інтубація

Фіброендоскопи

Модель	Трубка, що вводиться [ø мм]	Дистальний кінець [ø мм]	Робочий канал [ø мм]	Робоча довжина [мм]
Інтубаційні фіброскопи				
Портативні				
FI-7RBS	2,4	2,4	—/—	600
FI-9RBS	3,1	3,0	1,2	600
FI-10RBS	3,5	3,4	1,4	600
FI-13RBS	4,2	4,1	1,8	600
FI-16RBS	5,2	5,1	2,6	600



Поле зору кут [°]	Вигин вгору-вниз [°] дистальний кінець	Додаткова інформація
100	180 / 130	
120	180 / 130	
100	180 / 90	Портативний, Окуляр жорсткого типу
120	180 / 130	
100	180 / 90	Портативний, Окуляр жорсткого типу
120	180 / 130	
120	180 / 130	

Кут поля зору [°]	Вигин дистального кінця вгору/вниз [°]	Вигин дистального кінця вправо/вліво [°]	Додаткова інформація
95	130/130	—/—	Окуляр жорсткого типу
90	130/130	—/—	Окуляр жорсткого типу
90	130/130	—/—	Окуляр жорсткого типу
95	160/130	—/—	Окуляр жорсткого типу
95	160/130	—/—	Окуляр жорсткого типу



Назофаринголарингологія

Відеоендоскопи високої чіткості (HD+, iScan)

Модель	Трубка що вводиться [ø мм]	Кінець дистальний [ø мм]	Канал робочий [ø мм]	Довжина робоча [мм]
Назо-фаринго-ларингоскоп				
Стандартний				
VNL-1590STi	5,1	5,6	—/—	300

Відеоендоскопи високої роздільної здатності

Модель	Трубка що вводиться [ø мм]	Кінець дистальний [ø мм]	Канал робочий [ø мм]	Довжина робоча [мм]
Назо-фаринго-ларингоскопи				
Тонкий				
VNL-1070STK	3,3	2,9	—/—	300
Стандартний				
VNL-1190STK	3,7	4,1	—/—	300
Лікувальний				
VNL-1570STK	4,9	4,9	2,0	300

Фіброендоскопи


Модель	Трубка що вводиться [ø мм]	Кінець дистальний [ø мм]	Канал робочий [ø мм]	Довжина робоча [мм]
Назо-фаринго-ларингофіброскопи				
Тонкий				
FNL-7RP3	2,4	2,4	—/—	300
Стандартні				
FNL-10RP3	3,5	3,4	—/—	300
FNL-10RBS	3,5	3,4	—/—	300
Лікувальний				
FNL-15RP3	4,9	4,8	2,2	300



Поле зору кут [°]	Вигин вгору-вниз [°] дистальний кінець	Вигин вправо-вліво [°] дистальний кінець	Додаткова інформація
100	130 / 130	—/—	

Поле зору кут [°]	Вигин вгору-вниз [°] дистальний кінець	Вигин вправо-вліво [°] дистальний кінець	Додаткова інформація
85	130 / 130	—/—	
80	130 / 130	—/—	
85	130 / 130	—/—	

Поле зору кут [°]	Вигин вгору-вниз [°] дистальний кінець	Вигин вправо-вліво [°] дистальний кінець	Додаткова інформація
75	130 / 130	—/—	Окуляр жорсткого типу
75	130 / 130	—/—	Окуляр жорсткого типу
85	130 / 130	—/—	Окуляр жорсткого типу
75	130 / 130	—/—	Окуляр жорсткого типу



Ультразвукова ендоскопія

Ультразвукові відеоендоскопи високої роздільної здатності

Модель	Трубка що вводиться [ø мм]	Кінець дистальний [ø мм]	Канал робочий [ø мм]	Довжина робоча [мм]
Ультразвукові відеогастрооскопи				
EG-3270UK ^{new} *	10,8	12,0	2,8	1 250
EG-3670URK *	12,1	10,3	2,4	1 250
EG-3870UTK *	12,8	14,3	3,8	1 250
Ультразвуковий відеобронхоскоп				
EB-1970UK *	6,3	7,4	2,0	600

Урологія

Відеоендоскопи високої роздільної здатності

Модель	Трубка що вводиться [ø мм]	Кінець дистальний [ø мм]	Канал робочий [ø мм]	Довжина робоча [мм]
Відеоцистоскоп				
ECY-1575K ^{new}	5,2	5,5	2,0	400

Фіброендоскопи

Модель	Трубка що вводиться [ø мм]	Кінець дистальний [ø мм]	Канал робочий [ø мм]	Довжина робоча [мм]
Уретерофіброскоп				
FUR-9RBS	3,1	3,0	1,2	700
Цистофіброскоп				
FCY-15RBS	4,9	4,9	2,2	400



HITACHI

Inspire the Next

*

> Діапазон частот - 5; 6,5; 7,5; 9; 10 МГц

Поле зору кут [°]	Вигин вгору-вниз [°] дистальний кінець	Вигин вправо-вліво [°] дистальний кінець	Додаткова інформація
120 (retro 50)	130 / 130	120 / 120	Поздовжнє сканування
140	130 / 60	60 / 60	360°, Радіальне сканування
120 (retro 45)	130 / 130	120 / 120	Поздовжнє сканування
100 (retro 45)	120 / 90	-/-	Поздовжнє сканування

Поле зору кут [°]	Вигин вгору-вниз [°] дистальний кінець	Додаткова інформація
120 (A), 80(W)	210 / 130	STERRAD® сумісний, (A) - у повітрі, (W) - у воді

Поле зору кут [°]	Вигин вгору-вниз [°] дистальний кінець	Додаткова інформація
90 (A), 64 (W)	180 / 180	Портативний, (A) - у повітрі, (W) - у воді
125 (A), 83 (W)	220 / 120	Портативний, (A) - у повітрі, (W) - у воді



Спеціальна ендоскопія

Відеоендоскопи високої чіткості (HD+, iScan)

Модель	Трубка що вводиться [ø мм]	Кінець дистальний [ø мм]	Канал робочий [ø мм]	Довжина робоча [мм]
Відеоентероскоп				
VSB-2990i	9,8	9,8	2,8	2 200

Балонна ентероскопія

Система проведення одно-, двобалонної ентероскопії NaviAid

Інсуфлятор Spark2

Одноразовий двобалонний набір системи NaviAid BGE





Поле зору кут [°]	Вигин вгору-вниз [°] дистальний кінець	Вигин вправо-вліво [°] дистальний кінець	Додаткова інформація
140	180/180	160/160	

Інсуфлятор Spark

Одноразовий одnobалонний набір системи NaviAid AB





Відеопроцесори та джерела світла

Відеопроцесори високої чіткості (HD+, iScan)

ЕРК-і7000^{new}

Джерело світла	300 Вт ксенонове
Віртуальна хромоендоскопія	Повний доступ за допомогою сенсорного екрану, режим одночасного показу двох зображень
HD Відеовиходи (широкий екран) *	HD-SDI (2), DVI (1)
Стандартні відеовиходи	RGB, Y/C, Композитний
Інтерфейс користувача	Сенсорний екран, клавіатура
HD відеозапис	Вбудований рекордер, можливість запису на зовнішній USB накопичувач
Електронний зум/PinP	Так/так
Розміри (Ш x В x Г / вага)	400 x 205 x 520 мм / 20 кг

ЕРК-і5000

Джерело світла	300 Вт ксенонове
Передова методика зображення	i-scan (три режими роботи)
Відеовиходи, дані	DVI- D, VGA, RGB, Y/C, Композитний, слот для USB накопичувачів
Розміри (Ш x В x Г / вага)	400 x 205 x 480 мм / 22 кг

Відеопроцесори

ЕРК-1000

Цифровий відеопроцесор для ендоскопів високої роздільної здатності та «Класичної лінії»	зовнішня клавіатура для керування та збереження даних
Джерело світла	100 Вт ксенонове
Відеовиходи	RGB, Y/C, Композитний
Розміри (Ш x В x Г / вага)	380 x 155 x 420 мм / 14 кг

ЕРК-100p

Цифровий відеопроцесор для ендоскопів високої роздільної здатності та «Класичної лінії»	
Джерело світла	100 Вт ксенонове
Відеовиходи	RGB, Y/C, Композитний
Розміри (Ш x В x Г / вага)	380 x 155 x 420 мм / 14 кг



*При використанні в поєднанні з серіями ендоскопів 90i та i10

Відеомодуль для фіброскопів

PVK-1070Z

Відеомодуль для фіброендоскопів

для EPK-1000, EPK-100p, у тому числі PENTAX Adapter AP-PV1

Джерело світла

LH-150PC

Джерело світла

150 Вт, галогенне, з вбудованим насосом подачі повітря/води

Розміри (Ш x В x Г / вага)

177 x 145 x 305 мм / 6 кг



Інсуфляція та іригація

Інсуфлятор CO₂

EGA-501P

Розмір [mm] 197x 121x 349

Вага [кг] 4.8

Необхідне живлення [V] 100-240

Іригатор

EGA-500P

Розмір [mm] 197x 121x 349

Вага [кг] 4.8

Необхідне живлення [V] 100-240

Макс. інтенсивність потоку:

Додатковий водяний канал [ml/min] 0-300

Біопсійний канал [ml/min] 0-600




Назви моделей ендоскопів Pentax

Кодування моделей ендоскопів Pentax містить в собі найважливішу інформацію про модель. Для того, щоб обрати необхідний ендоскоп, потрібно розуміти значення кожного символу в назві моделі.

Як читати кодування моделей ендоскопів Pentax

● Відеоендоскоп

EC-3840M2



● Фіброскоп

FC-38FV2



1. Тип ендоскопу: **E**: Відеоендоскоп; **F**: Фіброскоп
2. Примітки: **B**: Бронхо; **G**: Гастро; **C**: Колоно;
CN: Холедохо-нефро; **CP**: Пероральний холедохо; **CY**: Цисто;
UR: Уретрорено; **E**: Езофаго; **I**: Інтубаційний;
NL: Назо-фаринго-ларинго; **S**: Сигмо; **SB**: Ентеро
3. Діаметр ввідної трубки (френчі): 3 френча – 1 мм
4. Серія (Фіброскопи): **P**: серія P; **X**: серія X; **V**: серія V;
W: серія W; **U**: ультразвуковий
5. Серія (Відеоендоскопи): **90**: серія 90; **70**: серія 70;
90K: серія 90K ; **70K**: серія 70K
6. Робоча довжина (Колоноскоп): **S**: Короткий (1.150 мм)
M: Середній (1.300 мм); **F**: Повної довжини (1.500 мм);
L: Довгий (1.700 мм)
7. Специфічні характеристики ендоскопу: **2**: Посиленого типу;
Z: З оптичним збільшенням
8. Інше: **R**: Стандартний/ окуляр як у жорстких ендоскопів;
T: Лікувальний/двоканальний

Для нотаток



aseca

**Ендоскопічне обладнання
Інструменти
Сервіс**

**Офіційний дилер
Pentax Medical в Україні**

ТОВ "АСЕКА",
02660, Україна, м. Київ,
вул. Марини Раскової 23, оф. 728

Телефон: +38 044 503 39 27
 +38 044 503 39 28
 +38 050 384 76 60

e-mail: aseca.ua@gmail.com

www.aseca.com.ua



PENTAX
MEDICAL

www.pentaxmedical.com